

<b>LNDD</b>	<b>MODE OPÉRATEUR</b>	Codification : M-AN-08 Version : J Date : 27/02/2006 1 / 5
<b>ANALYSES IMMUNOLOGIQUES SUR L'AXSYM</b>		

## Objet

Description du mode opératoire pour la recherche par immunofluorescence des hormones peptidiques LH et  $\beta$ -hCG.

Il concerne toute personne impliquée dans les analyses de dépistage rapide et de vérification.

**CONFIDENTIEL**

**SPECIMEN**

## Documents cités

M-E-04 ; M-V-13 ; M-TE-05 ; I-TE-03 ; I-CONF-06 ; I-LEC-06 ; I-LEC-06B ; E-Remis-06 ; E-Remisconf-01 ; I-M-11

Au cours de l'analyse, renseigner l'enregistrement de suivi des aliquotes : **E-TE-02C** pour une analyse de screening, **E-TE-03G** pour une analyse de vérification.

**APPLICABLE le**

**02 MARS 2006**

## Contenu du mode opératoire

Toute personne utilisant l'AXSYM doit faire figurer à l'écran son code opérateur :

- Sélectionner "F6 Niveau d'accès"
- Saisir son code opérateur.
- Sélectionner "Accepter"

ASSURANCE QUALITÉ  
LNDD

*Les dosages immunologiques de dépistage rapide sont effectués sur les aliquotes échantillons issus de la mise en tube I-TE-03.*

*Les dosages immunologiques de vérification sont effectués sur les aliquotes mis en tube selon I-CONF-06.*

Préalablement à toute analyse, s'assurer que la calibration et le contrôle journaliers de l'appareil ont été effectués et validés selon les modes opératoires **M-E-04** et **M-V-13**.

Les aliquotes du dépistage rapide ne sont sortis de la chambre froide à 4°C que lorsque l'automate est prêt. Si l'analyse ne peut être effectuée dans un délai de 5 jours suivant la mise en tube, les aliquotes sont bouchés et placés à -20°C ; il seront décongelés selon le mode opératoire **M-TE-05**. Ces étapes de congélation / décongélation sont consignées dans l'enregistrement de suivi des aliquotes **E-TE-02C**.

La vérification n'est commencée que lorsque l'automate est prêt.