

<b>LNDD</b>	<b>ENREGISTREMENT (LISTE)</b>	Codification : L-SCREENING Date : 31/03/2006 1/1
<b>SPECIMEN</b>	<b>LISTE DES ESSAIS DE DEPISTAGE RAPIDE</b>	<b>ASSURANCE QUALITÉ LNDD</b>

CODE de l'Essai	MATRICE analysée	ABREGE de la famille recherchée	INTITULE de l'Essai	MODE OPERATOIRE DE PREPARATION	MODE OPERATOIRE D'ANALYSE
<b>ES02</b>	Urine	BBS	Recherche par CG/SM de molécules basiques extractibles par SPE échangeuse de cations- Méthode de semi-quantification de la Morphine	M-EX-02	M-AN-04
<b>ES02C</b>	Urine	EPH	Recherche et semi-quantification des éphédrines	M-EX-02	M-AN-02C
<b>ES03</b>	Urine	CD	Recherche par CLHP/UV/SM de diurétiques et corticostéroïdes	M-EX-03G	M-AN-32
<b>ES03B</b>	Urine	LCH	Recherche par CLHP/SM multiétage d'anabolisants	M-EX-03D	M-AN-31
<b>ES03C</b>	Urine	LCHQ	Recherche par CLHP/SM d'anabolisants	M-EX-03D	M-AN-31B
<b>ES04</b>	Urine	ANABO (ou H)	Recherche CG/SM de molécules à effet anabolisant et autres molécules extractibles par SPE apolaire avec semi-quantification des stéroïdes endogènes et des molécules à seuil de positivité	M-EX-04	M-AN-06B
<b>ES05</b>	Urine	ANABO (ou MS2)	Recherche CG/SM/SM de molécules à effet anabolisant	M-EX-04	M-AN-07B
<b>ES06</b>	Urine	IMM (ou Immunologie)	Dosage par immunofluorescence des hormones peptidiques LH et $\beta$ -hCG	M-AN-08	M-AN-08
<b>ES07</b>	Urine	EPO	Analyse par focalisation et double immunoblotting d' isoformes des erythropoïétines	M-EX-25	M-AN-43
<b>ES08</b>	Urine	HES ou HEA	Recherche de l'hydroxyéthylamidon par CG/SM	M-EX-22	MAN35Sc
<b>ES08B</b>	Urine	PS	Recherche de polysaccharides par colorimétrie	M-EX-50	M-AN-55

<b>ESS01</b>	Sang	HBOCs	Recherche d' Hemoglobin-Based Oxygen Carriers par électrophorèse	<b>CONFIDENTIEL</b>
<b>ESS02</b>	Sang	Transfusion sanguine (TS)	Recherche des transfusions sanguines homologues par cytométrie en flux	

N.B: Les codes des essais sont inscrits en gras lorsqu'ils sont dans la portée d'accréditation valide

### EVOLUTIONS

Date de création	Motif	Date diffusion
02/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le mode opératoire de préparation dans l'ES03 a changé ce n'est plus le M-EX-03B mais le M-EX-03G Cf. E-INFO n°56.</li> <li>- Dans l'ESS01 le mode opératoire d'analyse n'est plus le M-AN-53.</li> <li>- Ajout de l'ES08B.</li> <li>- Ajout de l'ES02B.</li> <li>- Suppression de l'essai ES10 (Mésocarb par GC/MS)</li> </ul>	16/03/2006
03/2006	Modification de l'ES02B en ES02C	17/03/2006
J	Modification du Mode Opérateur d'analyse de l'ES04 (M-AN-06B au lieu de M-AN-06).	31/03/2006