

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-TE-02J
		Version : B
		Date : 18/07/2006
		1/1
DEPISTAGE RAPIDE ANABO - FICHE DE SUIVI DES ALIQUOTES		

Mode opératoire d'extraction : M-EX-04 Version: D

Date et n° de la mise en tube : 21107106-① Code du CQH: 028C

CO*, densité et pH du BLU** : 45 d: 1,005
pH: 7 Code du CQ MS2: 007 B

n° Séries ou Echantillons : R 159127 994277 ; 216027 994183 - 994181;
~~ANABO~~ 177107

Opération	Date	Heure de début	Heure de récupération	Identification du matériel utilisé	CO* + paraphe
Stockage à +4°C	/		/		/
Ajout du Sim02	21107106	9R40		Code du Sim02 : 031A	ED 35
Mise à pH 7	21107106	9R45		Code du tampon pH 6.5: T06266-11	ED 35
Hydrolyse	21107106	9R50	10R55	DLU*** de la βglu: 16108106 Etuve n°: 5	ED 35
Mise à pH 9	21107106	11R15		Code du tampon pH 11: 250106	ED 35
Extraction	21107106	11R30	13R30	Gilson n°: 1	ED 35
Stockage à +4°C	/		/		/
Evaporation	21107106	13R30	14R20	Bain à sec n°: 7	ED 35
Dérivation	21107106	14R23	14R43	DLU*** du réactif H: 0268106	ED 35
Mise en vial	21107106	14R45		Bain à sec n°: 11	ED 35

* CO : Code Opérateur - ** BLU : Blanc Urinaire - ***DLU : Date Limite d'Utilisation

L'original de cet enregistrement est à archiver dans le classeur C- Fiche de suivi ANABO et une photocopie est à mettre dans le dossier de chaque série.